




INSTRUCCIONES PARA EL ANÁLISIS DE SANGRE OCULTA EN HECES

La muestra no debe ser recogida durante la menstruación, en pacientes con hemorroides o que eliminen sangre por la orina.

Instrucciones para la recogida de las muestras:

- Durante los tres días anteriores a la recogida debe seguir una dieta en la que únicamente puede consumir los siguientes alimentos: leche, mantequilla, pan blanco, arroz, fideos, macarrones, patatas, cebollas, fruta fresca (naranja, pera, manzana o uva), merluza, pollo a la plancha (muy hecho), aceite de oliva o de girasol y agua.
- El cuarto día recoja la muestra en un recipiente limpio y seco.
- Desenrosque el tapón, saque el bastoncillo aplicador y pinche el aplicador dentro de la muestra de heces en 3 o 4 puntos diferentes.
- Introduzca el aplicador en el tubo, enrosque el tapón y agite con fuerza para homogeneizar la muestra.
- Lleve la muestra al laboratorio.





INSTRUCCIONS PER A L'ANÀLISI DE SANG OCULTA EN FEMTES

La mostra no ha de ser recollida durant la menstruació, en pacients amb hemorroides o que eliminin sang per l'orina.

Instruccions per a la recollida de les mostres:

- Durant els tres dies anteriors a la recollida ha de seguir una dieta en la qual únicament consumeixi els aliments següents: llet, mantega, pa blanc, arròs, fideus, macarrons, patates, cebes, fruita fresca (taronja, pera, poma o raïm), lluç, pollastre a la planxa (molt fet), oli d'oliva o de gira-sol i aigua.
- El quart dia reculli la mostra en un recipient net i sec.
- Desenrosqui el tap, tregui el bastonet aplicador i punxi l'aplicador dins de la mostra de femta en 3 o 4 punts diferents.
- Introdueixi l'aplicador al tub, enrosqui el tap i agiti'l amb força per homogeneïtzar la mostra.
- Porti la mostra al laboratori.

